

Orthèse Aqualine



Quality for life





Les aides à la marche étanches constituent des dispositifs essentiels pour les porteurs d'orthèse, permettant à la fois d'assurer une hygiène personnelle au quotidien et de participer à des activités de maintien en forme (e.g; aérobic aquatique).

Les aides à la douche telles que les poignées ou les sièges sont souvent absentes dans la vie quotidienne, en voyage ou à la piscine, sans parler des douches qui sont bien souvent trop exigües et seulement accessibles par des marches.



Exigences pour une aide à la marche étanche

Dans les endroits humides, les utilisateurs dépendent d'une orthèse conçue spécifiquement pour ces conditions. L'orthèse étanche a également pour but de minimiser le contact avec la peau, ce à quoi peut contribuer son design.

L'orthèse étanche doit être facile à sécher et offrir une mobilité aux utilisateurs dans les endroits humides. Nous recommandons également l'usage de matériaux traités antibactériens.


Résistance à l'eau

Les composants individuels de l'orthèse doivent être durablement résistants à l'eau et à la corrosion et le contact avec le chlore ou le savon ne devraient pas affecter leur fonctionnalité. Le contact avec l'eau salée, notamment dans le cadre de la thérapie au bain de mer, devrait être également possible.

Sécurité

Le risque de glisser est particulièrement élevé dans les endroits humides. Nous recommandons généralement l'usage d'une semelle antidérapante sur toute la surface ou d'une sandale de bain, ainsi que de l'articulation du genou en position verrouillée.

Orthèse Aqualine





Articulation du genou étanche en CarbonIQ à verrou 17PK1-WR

- Pour les orthèses étanches
- Verrouillage intégré avec câble de verrouillage et de déverrouillage pour plus de sécurité
- Facilité d'usage
- Faible poids
- Utilisées et fournies par paire



Articulation de la cheville étanche en CarbonIQ 17PA1-WR

- Pour les orthèses étanches
- Articulation de la cheville avec neuf possibilités de réglage et de combinaison
- Faible poids
- Utilisées et fournies par paire

Otto Bock France SNC
4 rue de la Réunion - CS 90011
91978 Courtaboeuf Cedex · France
T +33 1 69188830 · F +33 1 69071802
information@ottobock.fr · www.ottobock.fr